

MORCELADOR GENIUS[®]

Garante uma morcelação rápida e precisa dos tecidos

SPS - 600





MORCELADOR GENIUS[®] SPS - 600

Garante uma morcelação rápida e precisa dos tecidos

Fonte de energia externa	AC 110V-240V 50Hz
Potência de entrada	300VA
Capacidade Reservatório	8 litros
Velocidades	300 a 2.100 r/min (10 velocidades)
Pressão de sucção	0-700 mmHg(0-90 Kpa)
Lâmina	Comprimento 360/390/410mm Diâmetro Φ 4.8mm

Características

- ✦ Com design de corte ideal, o desenho da lâmina e o controle estável da pressão negativa, garante uma morcelação de alta velocidade e sucção rápida, tecido uniforme e sem bloqueio da ponta da lâmina.
- ✦ Alta capacidade de armazenagem dos reservatórios (8 litros)
- ✦ Bomba de aspiração integrada na geradora (sistema 2 em 1)
- ✦ Pedal único com controle de aspiração e corte em 2 estágios e com diferenciação sonora
- ✦ 10 estágios de velocidade garantindo flexibilidade ao procedimento



Allent Medical Supplies
Rua: Augusta, 1939 - conj 32, 72, 73, 81, 82 e 83
CEP: 01413-000 Telefone: (11) 3062-2600

Fale com nosso time comercial
E-mail: allent@allent.com.br
Acesse nosso site: www.allent.com.br

 [allentmedical](https://www.allentmedical.com)



Registro ANVISA: 81070509006

