


Ureteroscópio Flexível Digital Vision

Sistema de Câmera Endoscópica Portátil com Transmissão Sem Fio e Imagens de Alta Definição



Ureteroscópio Flexível Digital Vision

O primeiro ureteroscópio flexível sem fio do mundo




Alto ângulo de deflexão

- 275° para cima e 275° para baixo
- Maior alcance de visão

Grande campo de visão de 120°

- É utilizado um novo sensor de imagem miniatura de alta definição, com um ângulo de visão de 120°
- Imagens em grande escala, claras e brilhantes



Mais telas, mais possibilidades

- Interação de ligação multi tela
- Obtenha uma experiência única

Endoscópio sem fio, aproveite livremente suas visualizações



Allent Medical Supplies
Rua: Augusta, 1939 - conj 32, 72, 73, 81, 82 e 83
CEP: 01413-000 Telefone: (11) 3062-2600

Fale com nosso time comercial
E-mail: allent@allent.com.br
Acesse nosso site: www.allent.com.br

[allentmedical](https://www.allentmedical.com.br)

Especificações	UF28
Diâmetro externo	8.4Fr/2.8mm
Diâmetro interno	3.6Fr/1.2mm
Campo de visão	120°
Profundidade	3mm-200mm
Deflexão	(U)275° (D)275°
Comprimento	680mm



Registro ANVISA: 81070509007

